



TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)

El tiempo de protrombina (TP) se utiliza para monitorear la terapia con anticoagulantes orales, como la dicumarina o la warfarina, debido a su sensibilidad a los factores de coagulación VII y X. El INR (Razón Normalizada Internacional) es una medida estandarizada utilizada en todo el mundo para expresar los resultados del tiempo de protrombina. El INR se calcula como el cociente entre el tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de protrombina de control, elevado a un exponente llamado ISI (Índice de Sensibilidad Internacional), que varía según la tromboplastina utilizada.

RECOMENDACIONES:

- Informar si está tomando anticoagulantes.
- Indicar nombre del medicamento y dosis.

¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

PBX: 333 0334367

HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

Lunes a viernes: 7 – 11am

Sábados: 7 – 9 am

Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.