



TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT)

El tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT) evalúa la vía intrínseca de la coagulación y detecta deficiencias en todos los factores de coagulación, excepto los factores VII y XIII. También identifica la presencia de anticoagulantes circulantes. Es la prueba más comúnmente utilizada para monitorear el tratamiento con heparina y permite la rápida identificación de hemofílicos en potencia, lo que facilita la implementación de tratamientos preventivos antes de una cirugía para evitar complicaciones hemorrágicas.

RECOMENDACIONES:

- Informar si está tomando anticoagulantes.
- Indicar nombre del medicamento y dosis.

¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

PBX: 333 0334367

HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

Lunes a viernes: 7 – 11am

Sábados: 7 – 9 am

Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.